



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ES.C.39.083.A № 42935

Срок действия до 16 июня 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Фирма "BioSystems S.A.", Испания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 47032-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП 47032-11

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июня 2011 г. № 2871

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

..... 2011 г.

Серия СИ

№ 000859

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350

#### Назначение средства измерений

Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350 (далее - анализаторы) предназначены для измерения оптической плотности биологических жидкостей с целью определения концентрации биохимических компонентов в пробах.

#### Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов биохимических полуавтоматических BTS-350 основан на сравнении двух световых потоков: полного, соответствующего пулю оптической плотности, и ослабленного при прохождении через исследуемый образец.

Анализаторы состоят из следующих узлов:

- источник света (светодиод, отдельный для каждой длины волны);
- комплект интерференционных светофильтров в спектральном диапазоне от 340 до 700 нм (с максимумами пропускания на длинах волн, например, 340, 405, 450, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм);
- фокусирующая оптическая система;
- термостатируемое кюветное отделение для размещения кюветы с исследуемым образцом или раствором, две термостатируемые ячейки под стандартные кюветы;
- приемник излучения (фотодиод);
- система электропитания и микропроцессор.

В кюветное отделение устанавливается проточная кювета, через которую прокачивается жидкость встроенным перистальтическим насосом. На цифровой жидкокристаллический дисплей и на встроенный термопринтер выводится результат измерения оптической плотности образца, помещенного в кюветное отделение, или результат пересчета оптической плотности образца в концентрацию раствора в соответствии с уравнением Ламберта-Бера по задаваемой программе измерений.

Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350 имеют графический жидкокристаллический дисплей с разрешением 320×240 точек, расположение текста и данных зависит от выполняемой работы. Управление режимами работы производится функциональными клавишами и цифровой клавиатурой.

Все устройство смонтировано в едином корпусе.

Управление анализатором осуществляется с клавиатуры, встроенной в прибор, дополнительно к этому - с внешнего компьютера, оснащенного программой, производства компании BioSystems S.A.

Структура программного обеспечения выражена в системе меню, выполняющих различные функции. Меню сгруппированы по темам.

Главное меню имеет опции:

1. Концентрация – опция, позволяющая вычислять концентрацию для различных методов, предварительно запрограммированных и сохраненных в одной из 150 доступных ячеек.
2. Абсорбция – опция, позволяющая проводить измерения оптической плотности и напрямую считывать измеренные значения.
3. Конфигурация – опция для некоторых настроек анализатора под нужды пользователя (язык, контраст экрана, активация принтера, контраст принтера, звуковой сигнал, промывка, код пациента и другие).
4. Утилиты – опция, содержащая несколько операций по обслуживанию и настройке анализатора (установка новой программы, даты и времени, настройка помпы, тест помпы, оп-

ределение величины светового потока, восстановление удаленных тестов, загрузка заводских настроек).

5. Программирование – опция, позволяющая выполнять программирование тестов и введение единиц измерения.

6. Контроль качества – опция, обеспечивающая доступ к программе контроля качества, основанной на графиках Леви-Дженингса и правилах Вестгарда.

7. Код оператора – опция, позволяющая активировать или деактивировать запрос кода оператора при включении прибора.

8. Архив – опция, позволяющая просмотреть архивные результаты тестов пациентов.

### Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения в соответствии с таблицей 1  
Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
BTS-350	BTS-350.bin	1.2	Checksum=0x9B9917	Не определен

Программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики анализаторов.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А по МИ 3286-2010.



Рисунок 1 – Общий вид анализатора биохимического полуавтоматического BTS-350



Рисунок 2 - Места пломбирования анализатора биохимического полуавтоматического BTS-350

### Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений оптической плотности, Б .....	от 0,2 до 3,5;
Пределы допускаемой систематической составляющей абсолютной погрешности измерений в диапазоне измерений оптической плотности, Б .....	$\pm 0,040$ ;
Пределы допускаемой случайной составляющей погрешности измерений оптической плотности (СКО) .....	0,005;
Дискретность показаний оптической плотности, Б .....	0,001;
Спектральный диапазон, нм .....	от 340 до 700;
Полоса пропускания интерференционного фильтра, нм .....	10;
Смещение длины волны в максимуме пропускания, нм .....	$\pm 2$ ;
Температура термостатирования в проточных кюветах, °С .....	37;
Погрешность поддержания температуры термостатирования, °С .....	$\pm 0,5$ ;
Тип кювет для измерений - макро-, полумикро-, микро- кюветы из стекла и пластика;	
Размеры пробирок (диаметр×высота), мм .....	12×75;
Проточная система - перистальтическая помпа объем дозирования, мкл .....	от 100 до 5000;
Напряжение питания, В .....	от 100 до 240;
Частота, Гц .....	50/60;
Потребляемая мощность, Вт .....	30;
Габаритные размеры, мм, (длина×ширина×высота) .....	420×350×216;
Масса, г .....	4290;
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °С .....	от 10 до 35;
- относительная влажность, % .....	85.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится печатным способом на титульные листы эксплуатационной документации и корпус анализатора.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Анализатор биохимические полуавтоматические BTS-350	1
ЗИП:	
коробка 1 – аксессуары	1
коробка 2 – блок питания и набор кабелей	1
Контрольная сыворотка производства фирмы BioSystems S.A. (Испания)	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1

### Поверка

осуществляется в соответствии с документом «Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ» в апреле 2011 г.

Основное поверочное оборудование:

Комплект светофильтров КНС-10.2,

пределы допускаемых абсолютных погрешностей измерений СКНП в спектральном диапазоне от 400 до 850 нм, отн. ед.:

для светофильтров № 1 - 4  $\pm 0,0025$ ;

для светофильтров № 5 – 8  $\pm 0,0015$ .

### Сведения о методиках (методах) измерений

Анализаторы биохимические полуавтоматические BTS-350. Руководство пользователя.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к анализаторам биохимическим полуавтоматическим BTS-350.

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ 8.588-2006 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов

### Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- в области здравоохранения (для определения концентрации аналитов в биохимических жидкостях).

### Изготовитель

Фирма «BioSystems S.A.», Испания  
Costa Brava 30, 08030 Barcelona, Spain

### Заявитель

Представительство Общества "БиоСистемс, С.А." (Испания),  
Адрес юридический: РФ, 109428, Москва, ул. Михайлова, д. 4А  
Адрес фактический: 334119, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5 офис 108.  
Тел.+7(495)792-38-28, Факс +7(495)792-38-27

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное учреждение «Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ»)

Юридический и почтовый адрес:

пос. Менделеево, Солнечногорский р-н, Московская обл., 141570

Тел. (495) 994-22-10 Факс (495) 994-22-11

[www.mencsm.ru](http://www.mencsm.ru), E-mail: [info@mencsm.ru](mailto:info@mencsm.ru)

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии



Е.Р. Петросян

\_\_\_\_\_ 2011 г.

A small, handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.