

Увеличьте
пропускную
способность вашей
лаборатории с
помощью надежной
системы



A25

Автоматический Random Access Анализатор

Основные характеристики

- Пропускная способность 240 тестов в час.
- Специальные реагенты для клинической химии и турбидиметрии.
- 30 охлаждаемых позиций для флаконов с реагентами объемом 20 и 50 мл.
- Гибкость в позиционировании с помощью поливалентных стеллажей (для образцов и реагентов).
- Неограниченные возможности STAT. Возможность запуска в любое время.
- Минимальный объем считывания 180 мкл.
- Конфигурация фильтра 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм (с возможностью адаптации).
- Автоматическое кондиционирование жидкостной системы.

Информация для заказа

Наименование	Код	Состав
A25 анализатор	83101-V2	-
Концентрированная системная жидкость	BO11524	1000 мл
Концентрированный моющий раствор	BO13416	100 мл
Реакционный ротор	AC11485	10 шт/уп
Кюветы для образцов (педиатрические кюветы)	AC10770	1000 шт/уп
Флаконы для реагентов 50 мл + крышки	BO11493	10 шт/уп
Флаконы для реагентов 20 мл + крышки	BO11494	10 шт/уп
Флаконы для реагентов (темные) 50 мл + крышки	BO13442	10 шт/уп
Галогеновая лампа A25 12V/20W	LA10418	5 шт/уп
Внешний сканер штрихкодов	AC14681	1 шт/уп

