

Удобство работы  
в ограниченном  
пространстве



# iPRO

## Процессор для иммунофлуоресценции

### Основные характеристики

- Адаптируемые стойки для 3 типов пробирок для образцов (13 мм x 100 мм, 15 мм x 100 мм или 2 мл).
- 2 лотка для разведения по 96 флаконов (1,1 мл).
- 2 пластины для слайдов (16 слайдов).
- Емкость для 10 реагентов (15 мл), 18 контрольных (2 мл), 1 дополнительный разбавитель.
- Резервуары для реагентов: 1-литровая бутылка для моющего раствора, 3-литровая бутылка для отходов, 3-литровая буферная бутылка.
- Датчик уровня с помощью проводящего зонда.
- Проточная система промывки слайдов, использующая одновременные дозирующие и аспирационные зонды.
- Встроенный автоматический считыватель штрих-кодов.

### Информация для заказа

Наименование	Код	Состав
iPRO процессор	84101	-
PBS буфер (10x)	44592	100 мл
PBS буфер (10x)	44962	500 мл
Концентрированный моющий раствор	BO13416	100 мл
iPRO пробирки для разведения (1.1 мл)	AC14682	120 шт

